

## Gel de silice bleu 2-4 mm avec indicateur, en billes



 Produit en ligne

Home / Brands / CHEMSOLUTE / Gel de silice bleu 2-4 mm avec indicateur, en billes

### Données du produit

Agent de séchage.

Produit alternatif : gel de silice à respectueux de l'environnement.

- Avec indicateur d'humidité organique breveté - **exempt de métaux lourds**
- Virage de couleur réversible

#### Remarque :

- Nous recommandons d'activer les gels de silice avant la première utilisation

#### Caractéristiques :

- Sans chlorure de cobalt(II)
- Régénération en étuve à env. 80-100 °C env. 2-4 heures
- Changement de couleur du bleu au rose à saturation

Formule	O <sub>2</sub> Si
no. CAS	7631-86-9
CE Non	231-545-4
Classes de stockage	13

No. d'article	Contenu	Emballage	Prix
2440.2500	2.5 kilo		CHF 125.30

\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)