

Boîte distributrice, verre acrylique LLG-Labware



Produit en ligne

Home / [Labortops Q1 2026](#) / Boîte distributrice, verre acrylique LLG-Labware

Données du produit

Avec couvercle articulé. Pour le stockage d'ustensiles de laboratoire comme, par ex., des lunettes ou des gants de laboratoire ou autres petits articles. Possibilité de fixation murale (matériel de fixation contenu dans la livraison).

- pour env. 12 lunettes de protection

No. d'article	Description	UNSPSC	ECLASS	Prix
600.2865.93	LLG-Goggles dispenser 216x216x200mm, with flap lid, acrylic glass, incl. wall mounting		32030000	CHF 45.00

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 01.05.2026 à 16:47 heures.