

Articles divers 2



Produit en ligne

[Home](#) / [Brands](#) / [Biozol](#) / Articles divers 2

Données du produit



No. d'article	Description	UNSPSC	ECLASS	Prix
1.00318.2500	Acide chlorhydrique 30% Suprapur®	12000000	32160000	CHF 906.03
1.00552.2500	Acide orthophosphorique 85% Supelco	12000000	38070202	CHF 2'293.87
1.09057.2500	Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) Titripur® Reag. Ph Eur, Reag. USP	12000000	32160000	CHF 90.08
1.09108.1000	Potassium hydroxide solution for 1000 ml, Reag. Ph. Eur., Reag, Usp vol.Sol. , Supelco	12000000	32140000	CHF 73.15
11.1295.14	Plaque PCR 96 puits twin.tec LoBind, skirted, incolore, lot de 25, TRACE	41100000	32000000	CHF 204.17
11.3174.06	Eppendorf Research® 3 neo vol. 10 - 200 µl	41121500	32070102	CHF 372.60
11.4925.14	Eppendorf Reference® 2 mono canal, fixe, 1 µL, gris foncé	41100000	32030000	CHF 246.10

11.5810.41	EPPENDORF - adapteur pour rotor S-4-104, pour 27 x 5 ml FACS tube, set à 2 pcs	41100000	32010000	CHF 385.25
12.0120.11	Filtres plissés Whatman sorte 1V, Ø 150 mm	41100000	32030000	CHF 36.60
12.6757.02	Filtre seringue Puradisc 25 Whatman 0.2 µm regenerated cellulose 200/pk	41100000	32030000	CHF 458.30
12.6773.02	Filtre seringue Puradisc 25 Whatman 0.2 µm H-PTFE 200/pk	41100000	32030000	CHF 365.25
13.5170.00	pincés à chaîne, protège: 120mm chaîne: 500mm	41100000	32030000	CHF 42.00
13.5175.00	pincés à chaîne, protège: 150mm chaîne: 550mm	41100000	32030000	CHF 45.00
15.0103.08	Pompe bouteille de distribution 150ml PP	41100000	32030000	CHF 5.80
15.1063.11	Flacons cylindro- coniques RN - polypropylène (PP) 100ml NS29/32	42281508	32050301	CHF 5.95
15.1064.11	Flacons cylindro- coniques RN - polypropylène (PP) 250ml NS34/35	42281508	32050301	CHF 9.10
15.2084.41	Tuyau TygonS3 E-LFL 4,8x8,0x1,6mm rouleau de 7.5 m	41100000	32030000	CHF 139.50
15.2771.06	Witeg, Stoppers with folding skirt, size 19.4mm 15.8 x 17.8 mm, -20 °C to +100 °C, natural rubber	41100000	32030000	CHF 58.15
15.3420.63	BTL,SQ,PET,250 ML, W/CLOS,STER EU	41100000	32030000	CHF 276.60
15.5603.54	Solvent pump Mini for 1 - 5 liters, thread GL45	40151500	32049215	CHF 1'962.00
15.8205.00	Boîte de rangement PP 38 lit transparent, avec couvercle anthracite	41122409	32031307	CHF 37.90
15.8420.09	BTL,SQ,PET,125 ML W/CLOS,STER, NPT	41100000	32030000	CHF 307.65
15.8420.10	BTL,SQ,PET,650 ML W/CLOS,STER, NPT	41100000	32030000	CHF 300.60
15.8988.40	Bouchons à vis S40 PPS	41100000	32030000	CHF 23.10

15.96201-19	Ultra-Pure Platinum-Cured Silicone Tubing 1/16 (1.6mm) ID x 1/8 (3.2mm) OD, 25 Ft (7.6m)	41100000	32030000	CHF 140.00
16.2600.49	Capteur d'eau dure/capteur de résine mécanique	41100000	32010000	CHF 205.00
17.5611.01	FlexiPump Dispensing assembly (GL45 - Ø 1.6 mm) Tubing & accessory set Interscience #561101	41100000	32010000	CHF 382.50
18.0112.12	Masque complet Sundström SR 200 avec visière en PC	41100000	40011401	CHF 319.00
18.0113.12	Masque complet Sundström SR 200 avec visière en verre	41100000	40011401	CHF 445.00
18.4200.00	Dräger X-pect 4200 black	41100000	40010000	CHF 16.80
18.6965.00	Aquarius™ Distributeur multifold de serviettes 6956, blanc	41122101	32030000	CHF 29.00
18.7115.47	TFD peau radioactivity decontaminant Cleaner, 460 g	41100000	32030000	CHF 49.38
18.7423.10	uvex silv-Air classic 2310 FFP3 asque de protection respiratoire	41100000	40011401	CHF 24.10
18.7623.10	uvex silv-Air classic 2310 FFP3 asque de protection respiratoire	41100000	40011401	CHF 87.00
18.8258.09	uvex suXXeed ESD manteau pour femme blanc taille S	41100000	40010102	CHF 72.70
18.8258.10	uvex suXXeed ESD manteau pour femme blanc taille M	41100000	40010102	CHF 72.70
18.8258.11	uvex suXXeed ESD manteau pour femme blanc taille L	41100000	40010102	CHF 72.70
18.9881.92	Support mural avec goulot 500ml	41100000	40010000	CHF 54.00
19.0200.31	Deionizer bags (Pack of 2 pcs.) (Manufacturer ID #DB-H200-031)	41100000	32030000	CHF 184.00
19.2851.68	SteamLine pH electrode SL 80-360pH with screw plug head	41100000	32030000	CHF 615.00
19.8423.12	THERMO Pump Drain Tube Tygon white/white Aqueous Standard tubing VE=6	41100000	32030000	CHF 103.00

19.9805.33	Derma LiteCheck® Box	12000000	32160000	CHF 835.00
2.7372.03	Sartorius - Filtre Safe-Cone, standard Ø 5,33 mm, en PE	41100000	32030000	CHF 40.55
22.0600.31	Gewindeadapter für Innengewinde G 1 1/2 - G 2 Edelstahl	41100000	32030000	CHF 91.00
3.0460.01	Gants de protection contre le froid SHOWA 460 avec revêtement complet en PVC rugueux	41100000	40010000	CHF 169.00
3.0460.02	Gants de protection contre le froid SHOWA 460 avec revêtement complet en PVC rugueux	41100000	40010000	CHF 169.00
3.0460.03	Gants de protection contre le froid SHOWA 460 avec revêtement complet en PVC rugueux	41100000	40010000	CHF 169.00
3.9211.21	Unigloves PRO.TECT Blue XHD+ nitrile gants bleu, S , boîte à 50 pièces	41100000	40011201	CHF 21.00
3.9211.22	Unigloves PRO.TECT Blue XHD+ nitrile gants bleu, M , boîte à 50 pièces	41100000	40011201	CHF 21.00
3.9211.23	Unigloves PRO.TECT Blue XHD+ nitrile gants bleu, L , boîte à 50 pièces	41100000	40011201	CHF 21.00
3.9211.24	Unigloves PRO.TECT Blue XHD+ nitrile gants bleu, XL , boîte à 50 pièces	41100000	40011201	CHF 21.00
3.9211.25	Unigloves PRO.TECT Blue XHD+ nitrile gants bleu, XL , boîte à 50 pièces	41100000	40011201	CHF 21.00
31.4111.03	Cover glasses 3 mm Ø, thickness 1 circular	41100000	32030000	CHF 85.74
5.6312.60	Ballons forme poire RN-14.5/23, cap. 5 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 25.45
5.6312.62	Ballons forme poire RN-14.5/23, cap. 10 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 18.50
5.6312.64	Flacon forme poire RN-14.5/23, cap. 25 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 19.92

5.6312.66	Flacon forme poire RN-14.5/23, cap. 50 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 22.20
5.6312.70	Ballons forme poire RN-29.2/32, cap. 50 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 24.90
5.6312.72	Ballons forme poire RN-29.2/32, cap. 100 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 28.65
5.6312.74	Ballons forme poire RN-29.2/32, cap. 250 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 55.25
5.6312.76	Ballons forme poire RN-29.2/32, cap. 500 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 61.45
5.6312.78	Ballons forme poire RN-29.2/32, cap. 1000 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 84.40
5.6312.80	Ballons forme poire RN-29.2/32, cap. 2000 ml, DURAN®	41121815	32060303	CHF 109.40
5.6312.82	Ballons forme poire RN-29.2/32, cap. 3000 ml, DURAN®	41100000	32030000	CHF 154.00
600.2756.06	Gerber Instruments Kryoskop C1 Manuel pour échantillons individuels	41100000	32030000	CHF 6'900.00
601.1193.06	gants HyFlex®, 11-939, taille 6		32030000	CHF 243.60
601.1193.07	gants HyFlex®, 11-939, taille 7		32030000	CHF 243.60
601.1193.08	gants HyFlex®, 11-939, taille 8		32030000	CHF 243.60
601.1193.09	gants HyFlex®, 11-939, taille 9		32030000	CHF 243.60
601.1193.10	gants HyFlex®, 11-939, taille 10		32030000	CHF 243.60
601.5303.07	gants chimiques AlphaTec® 53-003 taille 7 avec support, noirs		32030000	CHF 1'854.00
601.5303.08	gants chimiques AlphaTec® 53-003 taille 8 avec support, noirs		32030000	CHF 1'854.00
601.5303.09	gants chimiques AlphaTec® 53-003 taille 9 avec support, noirs		32030000	CHF 1'854.00
601.5303.10	gants chimiques AlphaTec® 53-003 taille 10 avec support, noirs		32030000	CHF 1'854.00
601.5303.11	gants chimiques AlphaTec® 53-003 taille 11 avec support, noirs		32030000	CHF 1'854.00
601.5873.06	gants AlphaTec®, 58-735, taille 6 INTERCEPT™ Technology		32030000	CHF 131.40

601.5873.07	gants AlphaTec®, 58-735, taille 7 INTERCEPT™ Technology		32030000	CHF 131.40
601.5873.08	gants AlphaTec®, 58-735, taille 8 INTERCEPT™ Technology		32030000	CHF 131.40
601.5873.09	gants AlphaTec®, 58-735, taille 9 INTERCEPT™ Technology		32030000	CHF 131.40
601.5873.10	gants AlphaTec®, 58-735, taille 10 INTERCEPT™ Technology		32030000	CHF 131.40
601.5873.11	gants AlphaTec®, 58-735, taille 11 INTERCEPT™ Technology		32030000	CHF 131.40
604.9208.51	Screw-type filter, gas filter 84 ABEK (ABEK2) Protection class: A2-B2-E2-K2	41100000	32030000	CHF 23.00
619.6821.46	Trajan PEEK tubing green 1/16 OD x 0.030 ID x 50' length	41100000	32030000	CHF 280.50
619.9112.49	Trajan PEEK tubing green 1/16 OD x 0.030 ID x 10' length	41100000	32030000	CHF 57.49
620.4005.43	Cooling Incubator FOC 200I 230V - 50/60Hz with transparent inner door	41100000	32030000	CHF 3'458.00
655206-50	TWEEN® 20, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution	12000000	32150000	CHF 436.67
660.1070.59	Fittings for SafetyCaps / SafetyWasteCaps PFA fitting I.D.: 2,3 mm, purple	41100000	32030000	CHF 20.20
660.1070.61	Fittings for SafetyCaps / SafetyWasteCaps PFA fitting I.D.: 1.6 mm, green	41100000	32030000	CHF 20.20
660.1078.07	SCAT Y- connector, 11mm	41100000	32030000	CHF 10.05
660.3079.31	SCAT SafetyWasteCaps , V2.0, S 60/61	41100000	32030000	CHF 141.10
662.5230.53	Chemical protection glove Butoflex 652 size 8, Butyl, black, 6 pair	41100000	32030000	CHF 310.00
669.2872.04	safeVIEW-MINI2 Blue Light Transilluminator 15.3 x 15.3 cm	41100000	32030000	CHF 678.75

669.3165.21	safeVIEW-MINI2 Blue Light Transilluminator incl GDH-Basic Gel- Dokumentation- System	41100000	32030000	CHF 789.39
7.3841	Corning - 96-well Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine coated Microplate, 100pcs (20/bag), with Lid	42281712	32059290	CHF 2'304.00
7.43001.0103	Plaque Riplate® Deepwell, 96 puits, PP, 2ml Fond en U, puits ronds, 20 pièces	41100000	32000000	CHF 144.80
7.430791	Corning Centrifuge Tube, Centristar cap 15ml, sterile, 500 pcs, bulk	41100000	32030000	CHF 264.00
7.781 866-MCP	CELLCOAT® SCREENSTAR MultiCoat Test Plate 384 wells, Cycloolefin, black, 2 plates	41100000	32030000	CHF 1'130.80
75.4301.72	Corning Tubes à culture, traités TC, 16 x 125 mm stérile, fond rond, PS, avec fermeture	41100000	32030000	CHF 639.12
9.6630.01	Bouteille de sécurité sous vide 500 ml revêtement plastique, 3 cols, 1xGL25, 2x GL18	41100000	32030000	CHF 178.75

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 23.05.2026 à 07:33 heures.