

Refroidisseurs Duran® Liebig



Produit en ligne

[Home](#) / [Products](#) / Refroidisseurs Duran® Liebig

Données du produit

No. d'article	Description	UNSPSC	ECLASS	Prix
8.5161.01	Refroidisseur de Liebig DURAN®, avec 2 embouts dévissable en plastique NS 14/23, longueur de	41100000	32030000	CHF 84.30
8.5170.01	Refroidisseur de Liebig DURAN®, avec 2 embouts dévissable en plastique NS 14/23, longueur de	41100000	32030000	CHF 86.25
8.5171.02	Refroidisseur de Liebig DURAN®, avec 2 embouts dévissable en plastique NS 24/29, longueur de gaine	41100000	32030000	CHF 97.65
8.5172.01	Refroidisseur de Liebig DURAN®, avec 2 embouts dévissable en plastique NS 29/32, longueur de gaine	41100000	32030000	CHF 99.75
8.5181.01	Refroidisseur de Liebig DURAN®, avec 2 embouts dévissable en plastique NS 24/29, longueur de gaine	41100000	32030000	CHF 107.05
8.5182.01	Refroidisseur de Liebig DURAN®, avec 2 embouts dévissable en plastique NS 29/32, longueur de gaine	41100000	32030000	CHF 111.15

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 19.04.2026 à 15:31 heures.

www.huberlab.ch