

WHEATON Congélateur KEEPIT-100



Produit en ligne

[Home](#) / [Products](#) / WHEATON Congélateur KEEPIT-100

Données du produit

No. d'article	Description	UNSPSC	ECLASS	Prix
8.3303.34	WHEATON - Boîte de congélation KeepIT 100 plastique bleu, 100 emplacements (Boîte de 10)	41100000	32030000	CHF 291.00
8.3304.49	WHEATON - Boîte de congélation KeepIT 100 plastique vert, 100 emplacements (Boîte de 10)	41100000	32030000	CHF 271.50
8.3305.55	WHEATON - Boîte de congélation KeepIT 100 plastique rose, 100 emplacements (Boîte de 10)	41100000	32030000	CHF 291.00
8.3306.61	WHEATON - Boîte de congélation KeepIT 100 plastique rouge, 100 emplacements (Boîte de 10)	41100000	32030000	CHF 291.00
8.3307.76	WHEATON - Boîte de congélation KeepIT 100 plastique blanc, 100 emplacements (Boîte de 10)	41100000	32030000	CHF 271.50

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 14.05.2026 à 05:56 heures.

www.huberlab.ch