

# Cryotubes CryoElite WHEATON



Produit en ligne

[Home](#) / [Products](#) / Cryotubes CryoElite WHEATON

## Données du produit

No. d'article	Description	UNSPSC	ECLASS	Prix
8.3335.58	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 2 mL en polypropylène, avec pastille d'annotation	41100000	32030000	CHF 811.40
8.3336.64	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 2 mL en polypropylène, avec bouchon naturel à	41100000	32030000	CHF 647.30
8.3337.79	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 860.25
8.3338.85	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec bouchon	41100000	32030000	CHF 612.95
8.3339.91	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 1,2 mL en polypropylène, avec pastille	41100000	32030000	CHF 306.00
8.3340.02	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 2 mL en polypropylène, avec pastille d'annotation	41100000	32030000	CHF 365.50

8.3341.17	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 1,2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 324.25
8.3342.23	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3345.59	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3348.86	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3351.18	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3354.45	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 383.75
8.3357.72	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3360.04	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 3 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 470.50
8.3361.19	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 4 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 574.75

8.3362.25	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 5 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 526.25
8.3363.31	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3364.46	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 107.15
8.3374.47	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 2 mL en polypropylène, avec bouchon naturel à	41100000	32030000	CHF 647.30
8.3375.53	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 860.25
8.3376.68	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec bouchon	41100000	32030000	CHF 700.50
8.3377.74	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 1,2 mL en polypropylène, avec pastille	41100000	32030000	CHF 356.50
8.3378.89	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 2 mL en polypropylène, avec pastille d'annotation	41100000	32030000	CHF 427.00
8.3379.95	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 3 mL en polypropylène, avec pastille d'annotation	41100000	32030000	CHF 527.00
8.3380.06	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 4 mL en polypropylène, avec pastille d'annotation	41100000	32030000	CHF 564.00

8.3381.12	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite à fond rond 5 mL en polypropylène, avec pastille d'annotation	41100000	32030000	CHF 590.75
8.3382.27	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 1,2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 330.75
8.3383.33	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3384.48	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3385.54	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3386.69	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3387.75	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3388.81	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25
8.3389.96	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 2 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 391.25

8.3390.07	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 3 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 461.00
8.3391.13	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 4 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 493.50
8.3392.28	WHEATON - Fiole cryogénique CryoElite autoportante à fond conique 5 mL en polypropylène, avec	41100000	32030000	CHF 517.00

\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 24.04.2026 à 14:33 heures.