

Flancons Snap Ring ND11



Produit en ligne

[Home](#) / [Assortiment](#) / [Recherche & développement](#) / [Chromatographie](#) / [vials & flacons](#) / Flancons Snap Ring ND11

Données du produit

Le flacon universel pour échantillonneur automatique

Peut être utilisé universellement sur pratiquement tous les passeurs d'échantillons, ce qui permet de rationaliser d'autres types de flacons de 1.5 ml, par exemple les flacons à sertir de 11 mm, les flacons à filetage 8 - 425 et 10 - 425.

Grâce à leur géométrie, les flacons peuvent être utilisés sur tous les types d'échantillonneurs automatiques. Ils sont préférés par Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian, Waters®, etc.

No. d'article	description	vol.	h x d	couleur	fond	Prix
---------------	-------------	------	-------	---------	------	------

8.1102.00	Flacon Snap Ring, 1.hydrol. classe, ouverture large	1,5 ml	32 x 11,6 mm	verre transparent	plate	CHF 121.65
8.1102.00s	Flacon Snap Ring, 1.hydrol. classe, ouverture large, silanisé	1,5 ml	32 x 11,6 mm	verre transparent	plate	CHF 460.90
8.1102.01s	Flacon Snap Ring, 1.hydrol. classe, ouverture large, avec étiquette + marque de remplissage, silanisé	1,5 ml	32 x 11,6 mm	verre transparent	plate	CHF 468.95
8.1102.02	Flacon Snap Ring, 1.hydrol. classe, ouverture large, avec étiquette + marque de remplissage	1,5 ml	32 x 11,6 mm	verre ambré	plate	CHF 138.70
8.1102.02s	Flacon Snap Ring, 1.hydrol. classe, ouverture large, avec étiquette + marque de remplissage, silanisé	1,5 ml	32 x 11,6 mm	verre ambré	plate	CHF 477.70
8.1102.03	Flacon Snap Ring, 1.hydrol. classe, ouverture large, avec étiquette + marque de remplissage	1,5 ml	32 x 11,6 mm	verre transparent	plate	CHF 130.20
8.1106.84	Flacon Snap Ring avec micro-insert 0,3 ml intégré, 1. hydrol. classe, Base Bonded	---	32 x 11,6 mm	verre transparent	plate	CHF 734.85
8.1108.56	PP Snap Ring Micro-Flacon	0,7 ml	32 x 11,6 mm	transparent	plate	CHF 198.05
8.1110.92	PP Snap Ring Micro-Flacon	0,3 ml	32 x 11,6 mm	transparent	plate	CHF 198.05
8.1120.52	Flacon Snap Ring avec une intégré 0.3 ml micro-insert, 1.hydrol. classe, avec large Micro-insert Base Bond	---	32 x 11.6 mm	verre transparent	plate	CHF 771.40

8.1120.53	Flacon Snap Ring avec une intégré 0.3 ml micro-insert, 1.hydrol. classe, avec large Micro-insert Base Bond	---	32 x 11.6 mm	verre ambré	plate	CHF 795.10
-----------	--	-----	--------------	-------------	-------	------------

Accessoires

No. d'article	Description	Prix
8.0602.18	Micro-inserts pour flacons à filetage court avec ouverture de 6mm	dès CHF 192.30
8.1101.68	Bouchons PE Snap Ring ND11	dès CHF 69.25
8.1105.13	Septum pour bouchons Snap Ring ND11	dès CHF 98.90

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 19.05.2026 à 05:26 heures.

www.huberlab.ch