

Samplepack Headspace PerkinElmer



Produit en ligne

[Home](#) / [Brands](#) / [CG](#) / Samplepack Headspace PerkinElmer

Données du produit

- 8.2002.38 : Flacon Headspace 5 ml , 38.2 x 22 mm, verre transparent, 1ère hydrol. classe, HS col à sertir, fond arrondi
- 8.2002.39 : Flacon Headspace 20 ml , 75.5 x 23 mm, verre transparent, 1ère hydrol. classe, HS col à sertir, fond arrondi
- 8.2002.49 : Bouchon Headspace avec protection contre la surpression 20 mm, laqué incolore, avec trou, Pharma-Fix-Septa, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3 mm
- 8.2006.41 : Bouchon Headspace UltraClean 20 mm avec protection contre la surpression, laqué incolore, avec trou, silicone blanc/PTFE beige, 45° shore A, 3 mm
- 8.2002.44 : Bouchon Headspace UltraClean 20 mm avec protection contre la surpression, laqué incolore, avec trou, silicone bleu transparent/PTFE blanc, 45° shore A, 3 mm
- 8.2002.48 : Bouchon Headspace UltraClean 20 mm avec protection contre la surpression, laqué incolore, avec trou, septa moulé Butyl/PTFE, gris, 50° shore A, 3 mm

No. d'article	Prix
8.2018.09S	gratuit

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 18.05.2026 à 00:27 heures.