

Eprouvette graduée, en verre borosilicate 3.3, forme haute, classe A LLG-Labware



Produit en ligne



Home / [Labortops Q1 2026](#) / Eprouvette graduée, en verre borosilicate 3.3, forme haute, classe A LLG-Labware

Données du produit

Forme haute. Conformité certifiée avec l'ID du lot.

- DIN EN ISO 4788
- Avec base hexagonale et bec verseur
- Graduation bleue

No. d'article	Pour cap. nominale	division	tol. +/-	Prix
600.6862.02	5 ml	0.1 ml	±0.05 ml	CHF 19.60
600.6862.03	10 ml	0.2 ml	±0.10 ml	CHF 19.60
600.6862.04	25 ml	0.5 ml	±0.25 ml	CHF 20.80
600.6862.05	50 ml	1 ml	±0.50 ml	CHF 22.20
600.6862.06	100 ml	1 ml	±0.50 ml	CHF 26.50
600.6862.07	250 ml	2 ml	±1.00 ml	CHF 42.50
600.6862.08	500 ml	5 ml	±2.50 ml	CHF 58.80
600.6862.09	1000 ml	10 ml	±5.00 ml	CHF 38.10
600.6862.10	2000 ml	20 ml	±10.00 ml	CHF 64.70

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 01.05.2026 à 00:58 heures.