

Eprouvette graduée, en forme de trapèze, verre borosilicate 3.3, classe A LLG-Labware



Produit en ligne



Home / [Labortops Q1 2026](#) / Eprouvette graduée, en forme de trapèze, verre borosilicate 3.3, classe A LLG-Labware

Données du produit

Forme trapézoïdale. Certifiée conforme avec numéro de lot.

- DIN EN ISO 1042 (600.6862.25, 600.6862.26, 600.6862.29, 600.6862.30, 600.6862.31)
- Avec rodage normalisé et bouchon en PE
- Marque circulaire bleue et inscription

No. d'article	Pour cap. nominale	Rodage	tol. +/-	Prix
600.6862.25	1 ml	NS7/16	±0.025 ml	CHF 27.70
600.6862.26	2 ml	NS7/16	±0.025 ml	CHF 27.70
600.6862.27	3 ml	NS7/16	±0.025 ml	CHF 27.70
600.6862.28	4 ml	NS7/16	±0.025 ml	CHF 27.70
600.6862.29	10 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 28.40
600.6862.30	20 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 34.70
600.6862.31	25 ml	NS10/19	±0.040 ml	CHF 34.70

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 23.05.2026 à 12:25 heures.