

## Chaise de laboratoire LLG-Labware



Produit en ligne

Home / [Labortops\\_Q1\\_2026](#) / Chaise de laboratoire LLG-Labware

### Données du produit

La chaise LLG est le modèle d'entrée de gamme économique pour une bonne assise au laboratoire. Le dossier à contact permanent soutient le travail assis au laboratoire de façon optimale. La surface d'assise généreuse et le dossier avec soutien lombaire intégré apportent un soutien supplémentaire et assurent la meilleure ergonomie.

- Peu de jonctions grâce au "design hygiénique" pour faciliter le nettoyage et la désinfection
- Peut être désinfectée et résistante aux produits chimiques : résiste à tous les produits chimiques et désinfectants courants
- Garniture de l'assise et du dossier au choix en simili-cuir (souple et confortable, lavable et anti-bactérien) ou en mousse de PU Soft Touch (extrêmement solide, lavable et anti-bactérienne) de couleur noire.
- Réglage rapide : toutes les fonctions sont utilisables facilement en position assise à l'aide d'un levier de commande.
- Réglage de la hauteur d'assise en continu par vérin pneumatique
- Dossier à contact permanent
- Dossier réglable en hauteur et inclinaison
- Piètement en plastique solide, sans risque de basculement, noir, construction plate
- Le repose-pieds chromé des versions supérieures offre un soutien grâce à la grande surface d'appui et se règle facilement et rapidement en hauteur.
- Avec le label GS (sécurité vérifiée)
- Garantie 10 ans, Made in Germany

Accessoires : Accoudoirs multi-fonctions (paire), réglables en hauteur, profondeur et largeur et inclinables.

No. d'article	Description	UNSPSC	ECLASS	Prix
600.2877.50	LLG-Lab chair PU foam black, with castors seat high 440-620mm	41100000	32030000	CHF 256.90
600.2877.51	LLG-Lab chair PU foam black, foot ring, Glides, seat height 580-850mm	41100000	32030000	CHF 298.10
600.2877.52	LLG-Lab chair PU foam black, stop and go castors foot ring, seat high 620-890mm	41100000	32030000	CHF 308.50
600.2877.53	LLG-Lab chair Artificial leather black, Castors, seat height 440-620mm	41100000	32030000	CHF 252.70
600.2877.54	LLG-Lab chair Artificial leather black, foot ring Glides, seat height 580-850mm	41100000	32030000	CHF 294.00
600.2877.55	LLG-Lab chair, foot ring, Artificial leather black, seat high 620-890mm	41100000	32030000	CHF 304.30
600.2877.56	Armrests for LLG-Lab chairs, black 1 pair	41100000	32030000	CHF 108.30
600.3241.36	LLG-Lab chair Artificial leather black, w. gliders, seat height 440-620mm	41100000	32030000	CHF 242.40

\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 23.04.2026 à 12:22 heures.