

Colonnes capillaires GC BPX5 Trajan



 Produit en ligne

Home / [Labortops Q2 2026](#) / Colonnes capillaires GC BPX5 Trajan

Données du produit

5% de phényl-polysilphénylène-siloxane. Colonne GC universelle pour les analyses de routine par chromatographie en phase gazeuse. Remplacement approprié pour : DB-5, DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms.

- Très faible saignement
- Non polaire
- Extrêmement inerte

No. d'article	Description	UNSPSC	ECLASS	Prix
619.0319.02	Colonne capillaire BPX5 25 m x 0,53 mm ID, épaisseur du film 0,25 µm	41100000	32030000	CHF 76.50
619.0319.03	Colonne capillaire BPX5 25 m x 0,53 mm ID, épaisseur du film 0,25 µm	41100000	32030000	CHF 50.40
619.0899.00	Colonne capillaire BXP5 30 m x 0,25 mm ID gauge 0,25 µm	41100000	32030000	CHF 909.30
619.3138.76	Colonne capillaire BPX5 25 m x 0,53 mm ID, épaisseur du film 0,25 µm	41100000	32030000	CHF 630.00 CHF 1'390.00
619.6354.38	Colonne capillaire BPX5 12 m x 0,32 mm ID, épaisseur du film 1,0 µm	41100000	32030000	CHF 375.00 CHF 825.00

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 23.04.2026 à 02:35 heures.

www.huberlab.ch