

Salle blanche Tabouret 9463R Bimos



Produit en ligne

Home / [Brands](#) / [Bimos](#) / Salle blanche Tabouret 9463R Bimos

Données du produit

Salle blanche Tabouret 2 sur roulettes, Manette circulaire de réglage, Anneau en couleur, noir, Piétement en aluminium poli, Résistant aux désinfectants, Certifié selon la norme EN ISO 14644-1, Certifié fiabilité totale ESD selon EN 61340-5-1.

- Hauteur d'assise 450 - 650 mm
- Coussin: cuir synthétique
- Coussin de assise: noior

No. d'article	description	Prix
18.2001.60	9463R	CHF 395.00

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 04.05.2026 à 01:07 heures.