

# Stéréomicroscope Greenough Educational- Line OSE Kern



Produit en ligne

Home / [Assortiment](#) / [Assurance qualité](#) / [Microbiologie](#) / Stéréomicroscope Greenough Educational-Line OSE Kern

## Données du produit

Idéal pour les ateliers, les écoles et la formation.

- Tube incliné à 45°.
- WF 10x/ Ø 20 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Éclairage 1 W-LED épiscopie et diascopie
- Poignée et support mécanique intégrés

Dimensions totales (L x P x H) : 230 x 130 x 300 mm

Poids : 2,0 kg

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz, batterie

Grossissement : 2x / 4x

No. d'article	type	description	Prix
17.4515.40	OSE 421	Binoculaire	CHF 391.50

\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 25.04.2026 à 23:06 heures.