

Pinces à ressort pour bouteilles d'oxygène selon Winkler Lenz



Produit en ligne



Home / [Labortops Q4 2025](#) / Pinces à ressort pour bouteilles d'oxygène selon Winkler Lenz

Données du produit

Acier inoxydable, nickelé. Pour sécuriser le bouchon NS.

No. d'article	pour	Prix
5.6055.00	bouteilles 100 - 150 ml et NS 14/23	CHF 9.00
5.6055.01	bouteilles 250 - 300 ml et NS 19/26	CHF 9.15

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 10.05.2026 à 11:25 heures.