


Pycnomètre, en verre borosilicate 3.3., calibré ISOLAB



Produit en ligne

Home / [Labortops Q2 2026](#) / Pycnomètre, en verre borosilicate 3.3., calibré ISOLAB

Données du produit

ISO 3507. Ajusté individuellement sur "In" à 0,001 ml. Le volume net est gravé sur le pycnomètre. Chaque pycnomètre est ajusté avec son propre bouchon. Pour éviter toute confusion, le pycnomètre et le bouchon portent le même numéro de code.

No. d'article	cap.	Prix
616.0083.27	5 ml	CHF 9.85 CHF 26.00
616.0083.28	25 ml	CHF 10.40 CHF 27.40
616.0083.29	100 ml	CHF 15.70 CHF 41.30
616.2416.02	10 ml	CHF 10.05 CHF 26.40
616.2416.03	50 ml	CHF 11.90 CHF 31.30

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 18.05.2026 à 17:49 heures.