

## Embouts pour pycnomètre avec/sans flacon Lenz



Produit en ligne

Home / [Brands](#) / [Lenz](#) / Embouts pour pycnomètre avec/sans flacon Lenz

### Données du produit

Embouts pour pycnomètre avec/sans flacon à col large et à poitrine étroite, avec rodage NS, pour déterminer la densité (densité brute) de masses bitumineuses et de mélanges de substances minérales, matériau : embout fabriqué en tube DURAN®, flacon : DURAN®

No. d'article	type	Rodage	Prix
5.6600.07	Embout pour pycnomètre avec flacon (contenance : 1000 ml)	60/37	CHF 141.20
5.6602.07	Embout pour pycnomètre sans flacon	60/37	CHF 107.70

\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 24.04.2026 à 18:21 heures.