

Bouteilles à bouchon acide, DURAN® DWK



Produit en ligne

Home / [Labortops Q2 2026](#) / Bouteilles à bouchon acide, DURAN® DWK

Données du produit

- Col droit
- Avec bouchon NS et capuchon en verre interchangeable
- Type de verre 1 / verre neutre selon USP / EP et JP
- Autoclavable
- Taille du rodage : NS29/32
- Volume nominal : 1000 ml
- Dimensions (ØxH) : 109 x 260 mm

No. d'article	vol.	diamètre	hauteur	RN femelle	Prix
8.7554.01	1000 ml	109 mm	260 mm	NS29/32	CHF 99.00 CHF 190.00

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 15.05.2026 à 09:23 heures.