

Ion Selective Electrode Standards Reagecon



Produit en ligne

[Home](#) / [Brands](#) / [Reagecon Diagnostics](#) / Ion Selective Electrode Standards Reagecon

Données du produit

Ion Selective Electrode (ISE) Standards can be used at suitable concentrations to calibrate or control measurements using Ion Selective Electrodes as the sensing technology. Additionally suitable for Method Validation or Instrument Qualification.

No. d'article	Contenu	Emballage	Prix
500.ISEBR5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 283.35
500.ISECA5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISECL10005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 233.35
500.ISECL5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISEF0505	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 136.90
500.ISEF08	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 200.70
500.ISEF1	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 291.25
500.ISEF10005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 258.60
500.ISEF1005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 223.30
500.ISEF11	1 litre	HDPE Bottle GL45	CHF 364.25
500.ISEF20005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 200.70
500.ISEF5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 116.40
500.ISEF50005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 200.70
500.ISEF5005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 200.70
500.ISEI5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 219.60
500.ISEK5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 219.60
500.ISEMG5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 194.20
500.ISEN1005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 187.00
500.ISEN105	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 187.00
500.ISEN5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISENA10005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 101.65
500.ISENA5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 219.60
500.ISENH1005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 323.70
500.ISENH41005	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 113.20
500.ISENH45	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISENH5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISEPB5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 283.35
500.ISES5	500 millilitre	HDPE Bottle GL45	CHF 215.45
500.ISESC5	500 millilitre	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 153.20
500.NH3101	100 millilitre	HDPE Bottle	CHF 127.70
500.P10001	1 litre	HDPE Bottle GL45	CHF 302.20

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 03.05.2026 à 09:24 heures.

www.huberlab.ch