

Mobile Phase Reagecon



Produit en ligne

[Home](#) / [Brands](#) / [Reagecon Diagnostics](#) / [Mobile Phase Reagecon](#)

Données du produit

Reagecon's range of pre-mixed ready to use Mobile Phase Solutions are designed to be used as Buffered Eluents for Liquid Chromatography. The use of these high quality buffer systems will minimise variations of mobile phase pH, leading to dramatically improved selectivity, retention factor, peak shape, resolution and reproducibility.

No. d'article	Contenu	Emballage	Prix
500.MPFORM01W	2 litre	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 100.80
500.MPFORMETH	500 millilitre	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 42.15
500.PCMP7-W	2 litre	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 234.80
500.SFABUFW	2 litre		CHF 44.85
500.SFAMIXW	2 litre		CHF 54.47

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 09.05.2026 à 09:52 heures.