

Beverage Standards & Reagents Reagecon



A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY



Produit en ligne

Home / [Brands](#) / [Reagecon Diagnostics](#) / Beverage Standards & Reagents Reagecon

Données du produit

Standards and Reagents for the M965D Carbon Dioxide Analyser, which has application in the soft drink and brewery industries.

No. d'article	Contenu	Emballage	Prix
500.RR0207	1 litre	HDPE Bottle GL45	CHF 148.95
500.RR021	1'200 millilitre	HDPE Bottle	CHF 195.05
500.SC021C	200 millilitre	Glass Ampoule	CHF 311.45
500.SC022C	200 millilitre	Glass Ampoule	CHF 311.45
500.SC023C	200 millilitre	Glass Ampoule	CHF 270.85
500.SC024C	200 millilitre	Glass Ampoule	CHF 270.85
500.SC026C	200 millilitre	Glass Ampoule	CHF 270.85

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 07.05.2026 à 21:04 heures.