

Solutions tampons techniques de pH, matériau de référence certifié (CRM) Reagecon



Produit en ligne

Home / Brands / Reagecon Diagnostics / Solutions tampons techniques de pH, matériau de référence certifié (CRM) Reagecon

Données du produit

Matériau de référence certifié selon la norme ISO 17034. Les solutions tampons pH sont codées par couleur et la tolérance de $\pm 0,02$ pH a été testée à 25 °C. Livré avec un rapport de certification détaillé qui inclut la traçabilité selon le NIST. Les numéros de lot et la date de péremption sont imprimés sur l'étiquette.

- Contenu : 500 ml

No. d'article	Contenu	Emballage	Prix
500.CRMTB100	1 pièce		CHF 37.05
500.CRMTB401	1 pièce		CHF 37.05
500.CRMTB460	1 pièce		CHF 37.05
500.CRMTB700	1 pièce		CHF 37.05
500.CRMTB921	1 pièce		CHF 37.05

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 07.05.2026 à 21:04 heures.

www.huberlab.ch