

# Analytical Volumetric Concentrates Reagecon



Produit en ligne



Home / Brands / Reagecon Diagnostics / Analytical Volumetric Concentrates Reagecon

## Données du produit

Reagecon's Analytical Volumetric Concentrates in ampoule format are fully factorised, high purity, stable products, developed and tested for titrations. Each Ampoule is supplied in its own box with full instructions printed on the box.

No. d'article	Contenu	Emballage	Prix
500.EDC0011L	1 null	Ampoule	CHF 26.15
500.EDC0101L	1 null	Ampoule	CHF 26.15
500.ETC0051L	1 null	Ampoule	sur demande
500.HC1001L	1 null	Ampoule	CHF 26.65
500.IC00051L	1 null	Ampoule	CHF 58.47
500.IC0051GL	1 null	Ampoule	CHF 77.80
500.NC00281L	1 null	Ampoule	CHF 84.25
500.NH4C011L	1 null	Ampoule	CHF 52.15
500.PCO021GL	1 null	Ampoule	CHF 47.10
500.SC0101L	1 null	Ampoule	CHF 26.70
500.SC0501L	1 null	Ampoule	CHF 23.32
500.SC1001L	1 null	Ampoule	sur demande
500.SUC0011L	1 null	Ampoule	CHF 27.25
500.SUC0051L	1 null	Ampoule	sur demande
500.TC0101L	1 null	Ampoule	CHF 45.60

\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 07.05.2026 à 21:04 heures.