

## Récipients sous vide en acier inoxydable ES-line



Produit en ligne

Home / [Assortiment](#) / [Alimentation & Cuisine](#) / Récipients sous vide en acier inoxydable ES-line

### Données du produit

No. d'article	vol.	l x h	Prix
18.0301.90	1300 ml	160 x 90 mm	CHF 57.86
18.0301.91	2500 ml	200 x 110 mm	CHF 66.84
18.0301.92	4000 ml	240 x 125 mm	CHF 75.59

### Accessoires

No. d'article	Description	Prix
18.0302.03	Utensile d'aspiration pour couvercles et récipients	dès CHF 24.12
18.0302.04	Pompe manuelle Easy-Pump	dès CHF 17.47

### Plus de photos de produits



\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 10.05.2026 à 12:36 heures.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)