

Barcode Scanning DataPaq™ Single Tube Reader Ziath



 [Produit en ligne](#)

[Home](#) / [Brands](#) / [Ziath](#) / Barcode Scanning DataPaq™ Single Tube Reader Ziath

Données du produit

Les lecteurs monotube Uno et DataPaq™ de Ziath scannent tous les tubes à code-barres datamatrix 2D. Il suffit de tenir le tube devant la grande fenêtre du scanner pour que le code s'affiche instantanément, ou en mode " keyboard wedge ", le code est ajouté directement dans votre application. La fenêtre du scanner est en verre minéral, pour éviter les rayures et prolonger la durée de vie de l'instrument.

Caractéristiques principales

- Les instruments basés sur une caméra permettent un temps de lecture rapide
- Compatible avec tous les tubes et étiquettes codés Datamatrix 2D.
- Le mode Keyboard Wedge permet d'exporter les données décodées dans n'importe quelle application.
- Systèmes d'exploitation : Windows 10 - Datapaq Single Tube
- Systèmes d'exploitation : Windows 10 amp , 11 - Uno Single Tube
- Systèmes d'exploitation : Windows 10 et 11 - Duo Single Tube avec scanner linéaire
- Procédure d'installation simple - prêt à fonctionner quelques minutes après sa sortie de la boîte
- Taille compacte
- Construction durable avec une garantie complète de 2 ans
- La fenêtre de balayage en verre minéral est résistante aux rayures
- L'expertise et l'assistance de Ziath sont fournies en standard.

Facile à configurer et à utiliser

Les scanners monotubes Ziath offrent une configuration facile, dès la sortie de la boîte, avec seulement quelques minutes nécessaires pour installer le logiciel d'application. Les instruments sont fournis déjà calibrés et le lecteur peut lire tous les tubes codés Datamatrix 2D, y compris, en option supplémentaire, les tubes Brooks/Azenta Acoustic. Le nouveau lecteur mono-tube Uno est doté d'une caméra à plus haute résolution que le modèle précédent, ce qui permet souvent de décoder plus facilement les codes à barres anciens et mal imprimés. Le lecteur Duo combine le lecteur Datamatrix avec un scanner de codes à barres linéaire pour lire les codes de rack ou les codes à barres 1D le long du bord de certains tubes. Avec l'Uno qui ne mesure que 66 (longueur) x 53,5 (largeur) x 51,5 (hauteur) mm, ces nouveaux lecteurs de tubes robustes sont dotés d'une caméra haute résolution et d'une électronique ultra-rapide capable de lire les codes à barres 2D de tous les tubes actuellement disponibles sur le marché, y compris les tubes à 384 puits.

Il suffit de tenir votre tube devant la fenêtre du scanner pour que le code s'affiche instantanément. Les lecteurs peuvent être fournis avec ou sans cryoprotection (en option) pour permettre la lecture sans problème de tubes sortis directement de la chambre froide. Ces périphériques USB 3 agissent comme un Wedge clavier Microsoft et insèrent le code-barres dans tout programme ouvert sur le bureau. Les pilotes améliorés permettent à l'Uno ou au Duo d'être prêt à lire immédiatement, sans temps de latence, et permettent même de régler la caméra en fonction des changements de contraste entre les tubes de différents fabricants. Le logiciel du Datapaq Single et du Uno ou Duo offre un mode clavier qui vous permet de saisir les données décodées directement dans votre application. Les grandes fenêtres de balayage permettent de présenter facilement les tubes, même en portant des vêtements cryoprotecteurs ou de contamination. Une simple connexion USB suffit pour alimenter ces scanners à tube unique et assurer la communication des données. Le système Cryoprotection™ de Ziath réduit la condensation causée par les racks froids. Il n'utilise ni chaleur ni ventilateur et n'endommage pas les échantillons froids sensibles en cours de numérisation.

Option Cryoprotection™

Cryoprotection™ de Ziath réduit la condensation causée par les racks froids. Elle n'utilise aucune chaleur, aucun ventilateur et n'ajoute aucune chaleur dans le rack en cours de numérisation.

La formation de condensation sur la fenêtre de l'instrument lors de la numérisation de tubes tout droit sortis d'un stockage cryogénique est un problème bien connu. Cryoprotection™ de Ziath est un revêtement spécial qui élimine la condensation et garantit un balayage ininterrompu. La méthode Ziath pour éliminer la condensation n'utilise aucun composant électrique supplémentaire, ce qui évite le risque de décongélation accidentelle de vos échantillons, augmente la fiabilité et garantit que le coût de cette option reste à un niveau acceptable.

No. d'article	description	Prix
17.0009.85	Uno Advanced Single tube scanner	CHF 1'279.93
17.0009.86	Uno Advanced Single tube scanner avec cryoprotection	CHF 1'372.52
17.0009.87	Duo Single 2D Tube et Rack Barcode Scanner	CHF 1'873.60
17.0009.88	Duo Single 2D Tube et Rack barcode scanner avec cyroprotection	CHF 1'960.74
17.0009.89	Upgrade Azenta Acoustic Coded Tubes pour Uno ou Duo	CHF 1'374.04

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 06.05.2026 à 00:55 heures.

www.huberlab.ch