

Mousses de biopsies



Produit en ligne



[Home](#) / [Assortiment](#) / [Recherche & développement](#) / [Microscopie](#) / [Mousses de biopsies](#)


Données du produit

En mousse de polyester uréthane. Ces mousses sont utilisées pour fixer en place des biopsies et éviter ainsi de les perdre pendant le processus de préparation. Elles sont composées d'une mousse spéciale, soumise à un contrôle qualité continu, qui permet de maintenir un flux optimal de solvant. Les échantillons de biopsie sont placés entre deux mousses puis déposés dans une capsule ou cassette pour tissus, avec couvercle plastique ou métal.

- Résiste aux températures de 40 à +121°C
- Bleue

No. d'article	pour	dim.	Prix
15.9476.01	cassettes	30,2 x 25,4 x 2 mm	CHF 340.11
15.9476.02	capsules de petite taille	25,4 x 2,7 mm	CHF 471.14
15.9476.03	capsules de grande taille	34,55 x 2 mm	CHF 546.11
15.9476.04	Slimsette	27,4 x 25,4 x 2 mm	CHF 358.96
15.9476.05	Histosette II	30,2 x 25,4 x 2 mm	CHF 320.57

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 20.05.2026 à 16:05 heures.

www.huberlab.ch