


Systèmes de réplification Nunc™



Produit en ligne



Home / [Assortiment](#) / [Sciences de la vie](#) / [High-Throughput-Screening \(HTS\)](#) / [microplaques](#) / Systèmes de réplification Nunc™

Données du produit

Conçu pour la réplification de bibliothèques d'ADN, ce système permet le transfert de petits volumes de liquides d'une plaque à une autre ou vers une membrane. Les picots transfèrent 1,0 µl (± 0,1 µl) de liquide

- Réplificateurs en aluminium anodisé avec picots en acier inoxydable
- Copieurs en PP
- Dimensions: 121,6 x 83,3 x 135,4 mm

No. d'article	exécution	Prix
7.2503.93	Replikator, 384 aiguille	CHF 7'087.60
7.2505.20	Replikator, 96 aiguille	CHF 4'956.55

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 18.05.2026 à 00:27 heures.