

Flacon Shell 15 x 45 mm Wheaton



Produit en ligne

Home / [Assortiment](#) / [Consommables & Equipement](#) / [Chromatographie](#) / [vials & flacons](#) / Flacon Shell 15 x 45 mm Wheaton

Données du produit

- Verre borosilicaté ou polypropylène
- Fermeture de bouchon à pression disponible en polyéthylène basse densité
- Achetez flacons et bouchons à pression séparément
- Les bouchons à pression en polyéthylène présentent un diaphragme en étoile qui permet une pénétration aisée de l'aiguille d'injection

No. d'article	exécution	grandeur	description	Prix
8.2251.26	Flacon Shell 15 x 45	4 ml	Flacon Shell en verre, clair	CHF 233.35
8.2251.27	Flacon Shell 15 x 45	4 ml	Flacon Shell en verre, ambré	CHF 364.50
8.2251.29	Flacon Shell 15 x 45	4 ml	Flacon Shell en polypropylène	CHF 286.30
8.2251.30	Flacon Shell 15 x 45	3 ml	Flacon Shell en polypropylène à volume réduit	CHF 625.60
8.2428.15	Bouchon à pression	15 mm	Naturel	CHF 208.20

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 13.05.2026 à 18:56 heures.

www.huberlab.ch