

Capsules headspace à sertir Wheaton



Produit en ligne

[Home](#) / [Assortiment](#) / [Consommables & Equipement](#) / [Chromatographie](#) / [vials & flacons](#) / Capsules headspace à sertir Wheaton

Données du produit

Les capsules à libération de pression comportent des pliures assurant une décharge de la pression interne dès le dépassement de $3,0 \pm 0,5$ bars.

No. d'article	exécution	grandeur	joint	couleur	Prix
8.2714.48	Décharge de pression	20 mm	Septa silicone / PTFE	naturel	CHF 255.30
8.2715.54	Décharge de pression	20 mm	Septa moulé butyle gris / PTFE	naturel	CHF 277.95
8.2716.69	Décharge de pression	20 mm	Septa silicone à face aluminium	naturel	CHF 336.80
8.2720.07	Standard	20 mm	Septa silicone / PTFE	naturel	CHF 142.65
8.2721.13	Magnétique	20 mm	Septa silicone / PTFE	or	CHF 181.45
8.2722.28	Standard	20 mm	Septa butyle / PTFE	naturel	CHF 140.15
8.2723.34	Standard	20 mm	Septa moulé butyle gris / PTFE	naturel	CHF 191.25

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 17.05.2026 à 23:21 heures.

www.huberlab.ch