

E-Z Sampler® Wheaton



Produit en ligne

Home / [Assortiment](#) / [Assurance qualité](#) / [Prélèvement d'échantillons](#) / E-Z Sampler® Wheaton

Données du produit

- Idéal pour l'échantillonnage des produits inconnus dans les barils et cuves à ouverture supérieure
- En polypropylène résistant aux produits chimiques
- L'E-Z Sampler® présente un assemblage tête / arbre de 39" (100 cm) et est fourni avec un flacon en verre borosilicaté de 125 mL muni d'un bouchon avec joint PTFE
- Les ports de remplissage se trouvent au-dessus du flacon pour assurer son remplissage complet afin de réduire le risque d'air piégé
- Le flacon présente un col à vis avec filetage 33-430

No. d'article	description	Prix
8.2404.80	Bouchon de rechange	CHF 548.15
8.8850.20	Unité complète avec flacon	CHF 591.05
8.8850.25	Flacon 125 mL avec bouchon	CHF 256.80

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 06.05.2026 à 08:04 heures.