

## Flacon EPA, 40 mL Wheaton



Produit en ligne



Home / Assortiment / Consommables & Equipement / Chromatographie / vials & flacons / Flacon EPA, 40 mL Wheaton

### Données du produit

- Idéal pour l'échantillonnage de l'eau selon les directives EPA 40 CFR 136, « Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants »
- Flacons clairs en verre borosilicaté WHEATON 33 à faible extractabilité conforme avec les exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, Classe A
- Flacons ambrés en verre borosilicaté WHEATON 320 ambré conforme avec les exigences USP Type I pour la transmission lumineuse afin de protéger les produits photosensibles
- Bouchons montés sur les flacons
- Flacons conditionnées sur plateaux très pratiques à utiliser

No. d'article	exécution	grandeur	d x h	grandeur bouchon	Prix
8.2253.10	Verre clair*	40 ml	28 x 98 mm	24-400	CHF 424.80
8.2253.15	Verre ambré**	40 ml	28 x 98 mm	24-400	CHF 414.00

\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 17.05.2026 à 06:40 heures.