


BioBlock™ Deep Well Plate



Produit en ligne



[Home](#) / [Assortiment](#) / [Sciences de la vie](#) / [High-Throughput-Screening \(HTS\)](#) / [microplaques](#) / BioBlock™ Deep Well Plate

Données du produit

Made of polystyrene and also has 96 x 1.2 ml capacity round bottom wells. It can withstand 3000g and is available in natural color only. Not DMSO resistant. Packed in bags of 4 plates.

No. d'article	Prix
10.1006.13	CHF 199.49

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 01.05.2026 à 16:48 heures.