

Lab Mat made from silicone, 35 x 60 cm, Side One: solid yellow, Side Two: blue



Produit en ligne




Home / [HUBERLAB.green](#) /

Données du produit

- Made from FDA food grade silicone
- Ideal for every type of laboratory and more specialized areas such as cold rooms, clean rooms, sterile suites and areas where high sterility is a requirement
- Protect countertops from hot items up to 200°C (392°F)
- Chemical resistance: chemically inert and does not react with most chemicals.
- Washable with standard disinfectants in sinks or dishwashers allow for easy clean up for repetitive uses
- Mat can be rolled up for compact storage
- Autoclavable at 121° for 15 minutes

No. d'article	couleur	dim.	Prix
15.1206.00	front side: solid yellow back side: blue design on grey background	350 x 600 mm	CHF 103.75
15.1206.01	front side: solid purple back side: grey design on purple background	350 x 600 mm	CHF 103.75

Plus de photos de produits



* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 20.04.2026 à 19:25 heures.

www.huberlab.ch